



Oggetto: Dichiarazione di infungibilità

Il sottoscritto Alessandro Quattrone, in qualità di *Responsabile del Fondo 40103290: contrib. AIRC 2019 - Quattrone*, con riferimento alla richiesta SGA n. 36536 di importo pari ad euro 1339,07 (+ I.V.A.) per l'acquisto dalla ditta Diatech Lab Line Srl, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità che il bene Lenti-X Concentrator 500 mL è insostituibile. Per lo sviluppo delle ricerche del progetto in laboratorio è stato messo a punto un protocollo per trasdurre delle linee cellulari di neuroblastoma mediante vettori virali prodotti in cellule eucariotiche e concentrati usando il prodotto in questione. Per motivi di riproducibilità e poter confrontare i risultati dell'efficienza di editing del DNA tra i diversi campioni abbiamo la necessità di mantenere inalterato il protocollo e quindi l'uso di tale reagente.

A tal proposito si dichiara che per verificare l'infungibilità è stata svolta la seguente attività di verifica: confronto di efficienza di trasduzione mediante sistemi reporter con protocolli che includono o escludono il reagente Lenti-X Concentrator.

Il bene fornito da Diatech Lab Line Srl, per le sue specifiche tecniche che garantiscono un aumento della concentrazione ma anche della qualità dei vettori virali prodotti, sebbene di natura fungibile, poiché nel mercato esistono possibili sostituti commercializzati da altri operatori economici, diviene infungibile in quanto necessario a garantire l'esecuzione della ricerca scientifica.

L'Operatore economico Diatech Lab Line Srl è quindi l'unico presente sul mercato in grado di eseguire la fornitura citata, nel rispetto delle condizioni di fatto e di diritto previste dalla normativa vigente.

Il Dichiarante, Responsabile del Fondo

Approvato, il Direttore del CIBIO

Prof. Paolo Macchi



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.lgs. 39/1993)